



KOMFORTABEL UND PRÄZISE – IDENTIUM®

PRÄZISIONSABFORMUNG



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

# IDENTIUM® – DIE AUSSERGEWÖHNLICHE MATERIALKOMBINATION!

## Präzisionsabformmaterial einer besonderen Generation

Vereint die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) – Vinylsiloxanether®.




### EINZEITIGE ABFORMUNG

- Doppelmischabformung
- Monophasenabformung



### INDIKATIONEN

- Kronen und Brücken
- Inlays/Onlays
- Funktionsabformung
- Implantate
- Kombinierte Versorgungen (Fixationsabformung)
- Überabformung



Doppelmischabformung




Implantatabformung



# IDENTIUM® – KOMFORTABEL IN ALLEN DIMENSIONEN

## Federleichte Mundentnahme

2,6-fach geringere Abzugskräfte **Identium®** vs. **Impregum™**



Mit der Mundentnahme ohne Kraftaufwand vermeiden Sie Verformungen und Irritationen.

**Für Ihre Präzision.**



**Vorteile, die auch bei Ihren Patienten gut ankommen.**

# KOMFORTABEL UND PRÄZISE ABFORMEN

LEICHTE MUNDENTNAHME

KURZE MUNDVERWEILDAUER

INITIAL HYDROPHIL

Erhältlich  
in den Viskositäten  
**Heavy, Medium und Light**



Wählbar in den  
Abbindeggeschwindigkeiten  
**regular** (4:30 Min.)  
und **fast** (3:30 Min.)




Kompatibel  
mit allen gängigen  
**Anmischgeräten**



## Schnelles Abbindeende

bei ausreichender Verarbeitungszeit und kurzer Mundverweildauer



Die ausreichende Verarbeitungszeit lässt Sie ruhig arbeiten.  
**Für Ihre Präzision.**

## Hervorragende Fließfähigkeit



Mit der hervorragenden Fließfähigkeit von **Identium® Light** bilden Sie auch engste Spalträume detailgetreu ab. **Für Ihre Präzision.**



- Geruchs- und geschmacksneutrales Material reduziert den Würge- und Brechreiz
- Schnelles Abbinden und leichte Mundentnahme für ein entspanntes und angenehmes Gefühl
- Initial hydrophil – gute Performance auch bei Restfeuchte

# IDENTIUM® – DAS SORTIMENT

Identium®					
<b>HEAVY</b>	<b>Identium® Heavy</b>		<b>Identium® Heavy Fast</b>		
	Refill pack	REF 14725	REF 14727		
2 x 380-ml-Kartusche		2 x 380-ml-Kartusche			
<b>MEDIUM</b>	<b>Identium® Medium</b>		<b>Identium® Medium Fast</b>		
	Refill pack	REF 14717	REF 14719		
2 x 380-ml-Kartusche		2 x 380-ml-Kartusche			
<b>LIGHT</b>	<b>Identium® Light</b>		<b>Identium® Light Fast</b>		
	Normal pack	REF 13701	REF 13711		
2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen grau		2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen grau			
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>Identium® Adhesive</b>	<b>Dynamische Mischer</b>	<b>Mischkanülen</b>	<b>Sympress Dispenser</b>	<b>Applyfix 5</b>
	REF 14204	REF 17900	REF 17226 / REF 17227	REF 35910	REF 17204
	10 -ml-Flasche	45 Stück weiß	50 Mischkanülen grau / 100 Mischkanülen grau	Elektrisches Dosier- und Mischgerät	2 Applikationsspritzen, 12 Ersatzkanülen



Kettenbach GmbH & Co. KG  
 Im Heerfeld 7  
 35713 Eschenburg · Germany  
 Telefon +49 (0)2774 7050  
 info@kettenbach.com  
 www.kettenbach-dental.de

  
**KETTENBACHDENTAL**  
 Simply intelligent

012735\_3824

