



SOOO SUPER  
SEIT 1994

# BISSREGISTRIERUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU



SOOO SUPER MIT **FUTAR**®










**BISSREGISTRIERUNG**



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent










# FUTAR® – LEISTUNG LIEGT IN DER FAMILIE

## Zahnbogen

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	 Verarbeitungszeit bei 23 °C	 Mundverweildauer	 Gesamt-abbindezeit <sup>2)</sup>	 Härte (ca.) Shore
<b>Futar®</b>		30 Sek.	90 Sek.	<b>2:00 Min.</b>	A 90
<b>Futar® Easy</b>		30 Sek.	90 Sek.	<b>2:00 Min.</b>	A 90
<b>Futar® D</b>		30 Sek.	90 Sek.	<b>2:00 Min.</b>	D 43
<b>Futar® D Slow</b>		90 Sek.	3:00 Min.	<b>4:30 Min.</b>	D 43

<sup>2)</sup> Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

## Segment

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	 Verarbeitungszeit bei 23 °C	 Mundverweildauer	 Gesamt-abbindezeit <sup>2)</sup>	 Härte (ca.) Shore
<b>Futar® Fast</b>		15 Sek.	45 Sek.	<b>1:00 Min.</b>	A 90
<b>Futar® Easy Fast</b>		15 Sek.	45 Sek.	<b>1:00 Min.</b>	A 90
<b>Futar® D Fast</b>		15 Sek.	45 Sek.	<b>1:00 Min.</b>	D 43

<sup>2)</sup> Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

**ERSTELLEN  
SIE IHR  
BISSREGISTRAT  
IN NUR EINER  
MINUTE!**

# FUTAR® – EINFACH BEEINDRUCKEND!

## Bissregistrierung

Die **Futar®**-Produktfamilie besteht aus sieben verschiedenen Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse.

## SUPER IN QUALITÄT UND FORTSCHRITT

- „Made in Germany“ mit eigener Forschung und Entwicklung sowie Produktion in Deutschland.

## SUPER DURCH VIELSEITIGKEIT

- Wählen Sie zwischen hohen und höchsten Endhärten sowie verschiedenen Verarbeitungszeiten!

## SUPER SEIT 30 JAHREN

- Vertrauen Sie dem Marktführer in Deutschland<sup>1)</sup>!

**Gehen Sie bei Ihrer Bissregistrierung  
keine Kompromisse ein!**

<sup>1)</sup> lt. GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)



# FUTAR® – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

## Futar® / Futar® Fast:

- Hohe Endhärte (Shore-A 90)
- Flexibel in der Bearbeitung:  
Lässt sich sehr gut beschneiden
- Mit der Fast-Variante erstellen Sie  
Ihr Bissregistrat in nur 1 Minute!

## Futar® Easy / Futar® Easy Fast:

- Hohe Endhärte (Shore-A 90)
- Geringer Bisswiderstand
- Lässt sich sehr gut beschneiden
- Mit der Fast-Variante erstellen Sie  
Ihr Bissregistrat in nur 1 Minute!
- Geringe Austragkraft –  
leichte Applizierbarkeit



Die Futar®-Familie  
kann noch viel mehr:

## Futar® D / Futar® D Fast:

- Extrahohe Endhärte (Shore-D 43)
- Bietet eine sehr gute Fräsbarkeit
- Mit der Fast-Variante erstellen Sie Ihr Bissregistrat in nur 1 Minute!
- Marktführer<sup>1)</sup> im Bereich Bissregistrierung seit über 25 Jahren



## Futar® D Slow:

- Extrahohe Endhärte (Shore-D 43)
- Extralange Verarbeitungszeit für zeitaufwendige Anwendungen, z.B. für myozentrische Bissregistrierung, Fixation von Abdruckpfosten oder die individuelle Randgestaltung
- Vielfältiger Einsatz auch im Labor



- Exakte Ergebnisse dank hervorragender Fließigenschaften
- Geringe Elastizität für das präzise Einartikulieren der Modelle
- Überschussanteile können bequem abgebrochen werden

**EINFACH,  
SAUBER UND  
SCHNELL IN DER  
ANWENDUNG!**

<sup>1)</sup> lt. GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)

# FUTAR® – DAS SORTIMENT



Produkte	Normal pack 2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen weiß	Bonus pack 10 x 50-ml-Kartusche, 30 Mischkanülen weiß
<b>Futar®</b>	REF 11912	REF 28277
<b>Futar® Fast</b>	REF 11926	REF 28276
<b>Futar® Easy</b>	REF 11923	–
<b>Futar® Easy Fast</b>	REF 11924	–
<b>Futar® D</b>	REF 11932	REF 28278
<b>Futar® D Fast</b>	REF 11961	REF 28279
<b>Futar® D Slow</b>	REF 11951	–



Made  
in  
Germany

## NOTIZEN

---



---



---



---



---

Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefon +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.de



012736\_2124



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent