



BISSREGISTRIERUNG LEICHT GEMACHT – **FUTAR®**

A-SILIKON ZUR BISSREGISTRIERUNG

FUTAR® – EINFACH BEEINDRUCKEND!

Bissregistrierung

Die **Futar®**-Produktfamilie besteht aus sieben verschiedenen Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse.

SUPER IN QUALITÄT UND FORTSCHRITT

- „Made in Germany“ mit eigener Forschung und Entwicklung sowie Produktion in Deutschland.

SUPER DURCH VIELSEITIGKEIT

- Wählen Sie zwischen hohen und höchsten Endhärten sowie verschiedenen Verarbeitungszeiten!

SUPER SEIT 30 JAHREN

- Vertrauen Sie dem Marktführer in Deutschland¹⁾!

**Gehen Sie bei Ihrer Bissregistrierung
keine Kompromisse ein!**

FUTAR® – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Futar® / Futar® Fast:

- Hohe Endhärte (Shore-A 90)
- Flexibel in der Bearbeitung:
Lässt sich sehr gut beschneiden
- Mit der Fast-Variante erstellen Sie Ihr Bissregistrat in nur 1 Minute!



Futar® Easy / Futar® Easy Fast:

- Hohe Endhärte (Shore-A 90)
- Geringer Bisswiderstand
- Lässt sich sehr gut beschneiden
- Mit der Fast-Variante erstellen Sie Ihr Bissregistrat in nur 1 Minute!
- Geringe Austragkraft –
leichte Applizierbarkeit



Die Futar®-Familie
kann noch viel mehr:

Futar® D / Futar® D Fast:

- Extrahohe Endhärte (Shore-D 43)
- Bietet eine sehr gute Fräsbarkeit
- Mit der Fast-Variante erstellen Sie Ihr Bissregistrat in nur 1 Minute!
- Marktführer¹⁾ im Bereich Bissregistrierung seit über 25 Jahren



Futar® D Slow:

- Extrahohe Endhärte (Shore-D 43)
- Extralange Verarbeitungszeit für zeitaufwendige Anwendungen, z.B. für myozentrische Bissregistrierung, Fixation von Abdruckpfosten oder die individuelle Randgestaltung
- Vielfältiger Einsatz auch im Labor



- Exakte Ergebnisse dank hervorragender Fließeigenschaften
- Geringe Elastizität für das präzise Einartikulieren der Modelle
- Überschussanteile können bequem abgebrochen werden

¹⁾ lt. GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)

**EINFACH,
SAUBER UND
SCHNELL IN DER
ANWENDUNG!**

FUTAR® – LEISTUNG LIEGT IN DER FAMILIE

Zahnbogen

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	Verarbeitungs- zeit bei 23 °C	Mund- verweildauer	Gesamt- abbindezeit ²⁾	Härte (ca.) Shore
Futar®		30 Sek.	90 Sek.	2:00 Min.	A 90
Futar® Easy		30 Sek.	90 Sek.	2:00 Min.	A 90
Futar® D		30 Sek.	90 Sek.	2:00 Min.	D 43
Futar® D Slow		90 Sek.	3:00 Min.	4:30 Min.	D 43

²⁾ Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

Segment

 Bissregistriermaterial	 Anmischen	Verarbeitungs- zeit bei 23 °C	Mund- verweildauer	Gesamt- abbindezeit ²⁾	Härte (ca.) Shore
Futar® Fast		15 Sek.	45 Sek.	1:00 Min.	A 90
Futar® Easy Fast		15 Sek.	45 Sek.	1:00 Min.	A 90
Futar® D Fast		15 Sek.	45 Sek.	1:00 Min.	D 43

²⁾ Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

**ERSTELLEN
SIE IHR
BISSREGISTRAT
IN NUR EINER
MINUTE!**

FUTAR® – DAS SORTIMENT

Produkte	Normal pack	Bonus pack
	2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen weiß	10 x 50-ml-Kartusche, 30 Mischkanülen weiß
Futar®	REF 11912	REF 28277
Futar® Fast	REF 11926	REF 28276
Futar® Easy	REF 11923	–
Futar® Easy Fast	REF 11924	–
Futar® D	REF 11932	REF 28278
Futar® D Fast	REF 11961	REF 28279
Futar® D Slow	REF 11951	–

Mischkanülen	50 Stück	100 Stück
Mischkanülen, weiß, ø 6,5 mm	REF 17234	REF 17235

DR. TOM BEREZNICKI ÜBER FUTAR®



Seit meinem Abschluss 1976 haben wir bei der Materialauswahl für die Bissregistrierung große Fortschritte gemacht. Vor 16 Jahren lernte ich FUTAR® kennen und verwende es seitdem. Es ist für mich das präziseste Material und bietet die richtige Festigkeit, um weder beim Herausnehmen aus dem Mund noch beim Aufsetzen auf die Arbeitsmodelle zu brechen. Die Informationsübertragung vom Mund zum Artikulator ist präziser als bei ähnlichen Materialien, die ich bisher verwendet habe.

Dr. Tom Bereznicki

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de



012736_3425


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent