

PRÄVENTION

RESTAURATION

ABFORMUNG

FUTAR® – BISSREGISTRIERUNG LEICHT GEMACHT

A-SILIKON ZUR BISSREGISTRIERUNG

EINZIGARTIG: 100 % ENTWICKLUNG & PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

Nur bei uns liegt jeder Schritt von der Idee bis zum finalen Produkt in unserer eigenen Hand! Echte deutsche Herstellung, echte Verantwortung, echte Qualität, der Sie vertrauen können.



MADE IN
GERMANY



www.kettenbach-dental.de

Stark in Prävention – Restauration – Abformung.


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

BEWÄHRTE MATERIALIEN. KOMFORTABEL UND PRÄZISE.

FUTAR® D / FUTAR® D FAST

- Das meistverwendetste Produkt in Deutschland*!
- Dank der hohen Endhärte sind eine sehr gute Fräsbarkeit und genaue Ergebnisse garantiert!

FUTAR® / FUTAR® FAST

- Seit 1994 am Markt und somit der Klassiker der Produktfamilie!
- Hart nach der Abbindung, flexibel in der Bearbeitung: lässt sich sehr gut beschneiden!

FUTAR® EASY

- Hartes Material mit geringer Austragkraft – leicht zu applizieren
- Gute Beschneidbarkeit

FUTAR® CLEAR

- Direkte Bisskontrolle dank transparentem Material
- Komfortable Endhärte A62

Technische Daten



1:1 Kartusche

GESAMTABBINDEZEIT**

1:00 MIN. – SEGMENT

2:00 MIN. – ZAHNBOGEN

3:00 MIN. – ZAHNBOGEN

FUTAR® Fast, FUTAR® D Fast,
FUTAR® Easy Fast,
FUTAR® Clear Fast

FUTAR®,
FUTAR® Easy,
FUTAR® D

FUTAR® Clear

*Ergebnisse aus einem Futar®-Produkttest bei 80 Zahnärzten (=160 Patientenfälle) aus Deutschland, 2019.

** Gesamtabbindezeit (Entfernung aus dem Mund) von Beginn der Mischung.

98%

der Patienten bewerten
das Material mit
SEHR GUT BZW. GUT!*

Kettenbach GmbH & Co. KG

Im Heerfeld 7 · 35713 Eschenburg · Germany

Tel. +49 (0)2774 7050 · info@kettenbach.com

www.kettenbach-dental.de

Stark in Prävention – Restauration – Abformung.

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

D011196_0626

