

APPLIZIEREN KANN SO
EINFACH SEIN

NEU



SOOO LEICHT MIT **FUTAR® EASY**

BISSREGISTRIERUNG



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

FUTAR® EASY UND EASY FAST – DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Bissregistrierung

Der Marktführer¹⁾ **Futar®** hat zwei neue Familienmitglieder: **Futar® Easy** und **Futar® Easy Fast**. Einfach zu applizierende Bissregistriermaterialien auf A-Silikon-Basis zur exakten Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse.

SUPER IN PRÄZISION

- Die hohe Endhärte (Shore-A 90) minimiert das Federn bei der Zuordnung der Modelle im Labor.

SUPER FÜR KOMFORTABLES ARBEITEN

- Hart in der Abbindung, flexibel in der Bearbeitung: lässt sich sehr gut beschneiden
- Auch als Fast-Variante verfügbar: für mehr Patientenkomfort!



• WIRTSCHAFTLICH

- Beginnen Sie sofort mit dem Applizieren:
ohne Gleichfahren, ohne Verwurf.



• SICHER

Erleben Sie eine neue Dimension von intuitiver Handhabung

- **Eindeutige Farbcodierung:** keine Verwechslung mit anderen Mischsystemen

GEHT'S VIELLEICHT VIEL LEICHTER?

NEU

JA – Geht es!


Mit **Futar**® Easy und **Futar**® Easy Fast fühlt sich das Austragen spürbar leicht an!

ca. **60%**²⁾

der Zahnärztinnen und Zahnärzte interessieren sich für ein **Bissregistriermaterial** mit **leichter Applizierbarkeit**.



PROBIEREN SIE ES AUS!



SOOO LEICHT MIT **FUTAR**® EASY

FUTAR® – DAS SORTIMENT



Produkte	Normal pack 2 x 50-ml-Kartusche, 6 Mischkanülen blau/ ³⁾ 8 Mischkanülen rot	Bonus pack 10 x 50-ml-Kartusche, 30 Mischkanülen blau/ ³⁾ 40 Mischkanülen rot
Futar®	REF 1191211	REF 2827711
Futar® Fast	REF 1192611	REF 2827611
Futar® Easy	REF 1192311	-
Futar® Easy Fast	REF 1192411	-
Futar® D	REF 1193211	REF 2827811
Futar® D Fast	REF 1196111	REF 2827911
Futar® D Slow	REF 1195111	-
Futar® Cut & Trim Fast	REF 1197511 ³⁾	REF 2827511 ³⁾



Made
in
Germany

NOTIZEN

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de



D0110529_2622


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent