



SOOO KOMFORTABEL IST **IDENTIVM**®

PRÄZISIONSABFORMUNG

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

IDENTIUM® – DIE AUSSERGEWÖHNLICHE MATERIALKOMBINATION!

Präzisionsabformmaterial einer besonderen Generation

Vereint die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) – Vinylsiloxanether®.




EINZEITIGE ABFORMUNG

- Doppelmischabformung
- Monophasenabformung




INDIKATIONEN

- Kronen und Brücken
- Inlays/Onlays
- Funktionsabformung
- Implantate
- Kombinierte Versorgungen (Fixationsabformung)
- Überabformung



Doppelmischabformung




Implantatabformung



IDENTIUM® – KOMFORTABEL IN ALLEN DIMENSIONEN

Federleichte Mundentnahme

2,6-fach geringere Abzugskräfte **Identium®** vs. Impregum™



Mit der Mundentnahme ohne Kraftaufwand vermeiden Sie Verformungen und Irritationen.


Für Ihre Präzision.



**Vorteile, die auch
bei Ihren Patienten
gut ankommen.**

Schnelles Abbindeende

bei ausreichender Verarbeitungszeit und kurzer Mundverweildauer



Die ausreichende Verarbeitungszeit lässt Sie ruhig arbeiten.
Für Ihre Präzision.

Hervorragende Fließfähigkeit



Mit der hervorragenden Fließfähigkeit von **Identium® Light** bilden Sie auch engste Spalträume detailgetreu ab. **Für Ihre Präzision.**



- Geruchs- und geschmacksneutrales Material reduziert den Würge- und Brechreiz
- Schnelles Abbinden und leichte Mundentnahme für ein entspanntes und angenehmes Gefühl
- Initial hydrophil – gute Performance auch bei Restfeuchte

KOMFORTABEL UND PRÄZISE ABFORMEN



LEICHTE MUNDENTNAHME

KURZE MUNDVERWEILDAUER

INITIAL HYDROPHIL

Erhältlich
in den Viskositäten
Heavy, Medium und Light



Wählbar in den
Abbindeggeschwindigkeiten
regular (4:30 Min.)
und **fast** (3:30 Min.)



Kompatibel
mit allen gängigen
Anmischgeräten



IDENTIUM® – DAS SORTIMENT

Identium®				
HEAVY	Identium® Heavy		Identium® Heavy Fast	
	Refill pack	REF 14725 2 x 380-ml-Kartusche	REF 14727 2 x 380-ml-Kartusche	
MEDIUM	Identium® Medium		Identium® Medium Fast	
	Refill pack	REF 14717 2 x 380-ml-Kartusche	REF 14719 2 x 380-ml-Kartusche	
LIGHT	Identium® Light		Identium® Light Fast	
	Normal pack	REF 13701 2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen grau	REF 13711 2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen grau	
ZUBEHÖR	Identium® Adhesive	Dynamische Mischer	Mischkanülen	Sympress Dispenser
	REF 14204 10 -ml-Flasche	REF 17900 45 Stück weiß	REF 17226 / REF 17227 50 Mischkanülen grau / 100 Mischkanülen grau	REF 35910 Elektrisches Dosier- und Mischgerät
				Applyfix 5 REF 17204 2 Applikationsspritzen, 12 Ersatzkanülen



Made
in
Germany

NOTIZEN

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de



012735_3824

KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent