

FLEX
SHADE
SYSTEM

EINFACHE FARBABSTIMMUNG

MIT **VISALYS®** FILL & **VISALYS®** FLOW



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

EINFACHE FARBABSTIMMUNG DANK FLEX SHADE SYSTEM



FLEX
SHADE
SYSTEM

Ermitteln Sie die richtige Farbe

Das „Flex Shade System“ erlaubt durch den Chamäleon-Effekt, mit nur **5 Farben (A1-A4)** die gesamte VITA classical A1-D4 Farbskala abzudecken.

Hier finden Sie die Hauptfarben und die zusätzlich abgedeckten Vita-Farben.*

A1

LIGHT BRIGHT



B1



C1

A2

BRIGHT



B2



D2

A3

MEDIUM BRIGHT



B3



D3



D4

A3.5

MEDIUM DARK



C2



C3



B4

A4

DARK



C4



Zusätzlich wird die Farbe **Bleach** für besonders helle Zahnfarben sowie eine **opake Farbe OA2** zur **Abdeckung** verfärbter Untergründe angeboten.



*Okklusions-Füllungen in künstlichen Zähnen, beispielhaft mit Visalys® Fill, um die Stimmigkeit des Flex Shade Systems zu demonstrieren.

