



SOOO STANDFEST
IST **VISALYS**[®] CORE

STUMPFAUFBAU & WURZELSTIFTBEFESTIGUNG



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

VISALYS® CORE – EINZIGARTIG AUFBAUEND

Dualhärtendes Stumpfaufbau- und Wurzelstiftbefestigungsmaterial

Visalys® Core – speziell für schwierige und freihändige Stumpfaufbauten.



EXZELLENTER STANDFESTIGKEIT

- bei gleichzeitig sehr gutem Anfließverhalten



EINZIGARTIGE ACTIVE- CONNECT-TECHNOLOGY

- für optimierten Haftverbund
- mit gängigen Adhäsiven verwendbar

DENTINÄHNLICHE BESCHLEIFBARKEIT




FREI VON BISPHENOL A



Von den Experten
„The Dental Advisor“
ausgezeichnet


VISALYS® CORE – STANDFESTE ERGEBNISSE

Haftverbund zwischen Visalys® Core und Dentin mit unterschiedlichen Adhäsiven



Visalys® Core erreicht mit allen Materialien den klinisch relevanten Haftverbund von ca. 10 MPa.

Mittlere Abtragstiefe beim Beschleifen verschiedener Stumpfaufbaumaterialien



Visalys® Core lässt sich ähnlich präzise bearbeiten wie Dentin.

VISALYS® CORE – DAS SORTIMENT

Visalys® Core

Intro pack	Weiß Dentin	5-ml-Automixspritze, 10 Mischkanülen braun, 5 Intraoral tips, 5 Endo tips
Normal pack	Weiß Dentin	2 x 5-ml-Automixspritzen, 20 Mischkanülen braun, 10 Intraoral tips, 10 Endo tips
Normal pack	Weiß Dentin	25-ml-Kartusche, 20 Mischkanülen gelb, 20 Intraoral tips



Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefon +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.de

012732_1319


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent